

45 Jahre Innovation, die man spürt

- Digitale und Analoge Technik
- Intuitiv, präzise und sicher
- N2O Sperre bei 50%/70%
- Premium Safety Package
- Für mobile Lösungen, Wandhalterungen und Festeinbauten
- Design, Qualität und Nachhaltigkeit



45 Years of Innovation

- Digital and Analog technology
- visceral, accurate and secure
- N2O-Barrier at 50%/70%
- Premium Safety Package
- For mobile solutions, wall mounts and fixed installations
- Design, Quality and Sustainability combined in one unit

sedaflow[®]

Ultra-Schlanker Fahrwagen in Ihrem Praxisdesign

- Ultra-schlanker Fahrwagen
- Aufnahme 2 x 10 Liter Gasflaschen
- robuste Stahlkonstruktion
- Halte- und Ablagegriffe beidseitig
- Standardfarbe: RAL 9016 white
- verschiedene RAL-Farben und im individuellen Praxisdesign erhältlich
- Flügeltüren
- Korpus: 1100 mm x 400 mm x 300 mm
- hergestellt in Deutschland



Ultra-slim mobile cart in your individual design

- Ultra-slim mobile cart
- Contains two 10-liter gas cylinders
- Solid steel construction
- Bilateral handle- and deposition grips
- Standard colour: RAL 9016 white
- Available in different RAL-colours and in individual clinic design
- Winged doors
- Carcass: 1100 mm x 400 mm x 300 mm
- Made in Germany

sedaview[®]

Ihr Patient hat die Wahl. Sie haben den Erfolg.

- Duftende Innenmaske, transparente Außenmaske
- Maximale Bewegungsfreiheit im Mundbereich
- Optimierter Sitz, maximierte Dichtheit
- Effektives und hygienisches Single-Use-System
- 2 Uni-Größen in 6 Düften und duftneutral



Patient's choice. Your Success.

- scented inner mask, transparent outer mask
- easy access to patient's mouth
- optimized fit, maximized denseness
- efficient and hygienic single-use-system
- 2 sizes in 6 scents and unscented

sedavital[®] sedalife[®]

Modulares Monitoring für Ihre Bedürfnisse

- Individuelle Kombination für Monitoring
- Mögliche Parameter: Pulse, SPO₂, CO₂, NIBP, TEMP
- Touchscreen für intuitives Handling
- Datenübertragung, Patient profiles, Alarmfunktion
- Für jede Sedierung die passende Konfiguration



Your configuration for your needs

- monitored parameters are individually combinable
- potential parameters: Pulse, SPO₂, CO₂, NIBP, TEMP
- Touchscreen for visceral handling
- Data transfer, Patient profiles, Alarm feature
- the optimized monitoring for sedation