



POS-NR.	Artikel_Nr	Bezeichnung	MENGE
1	13200	swingo 60 Fahrgestell, Rollen Ø 125 mm mit 2 Feststeller	1
2	13751	Aluminium Trägerprofil in Individualhöhen, 1 Paar, grau, Höhe 1321 mm	1
3	13201	swingo 60 Schublade 200 mm hoch, Griff grau	2
4	13101	swingo 60 Schublade 100 mm hoch, Griff grau	1
5	13904	swingo 60 Platte 450 mm tief	2
6	16648	swingo/clinic 60 Reling	1
7	13915	Injektionsset PicBox	1
8	13927	Infusionsflaschen-Halter (swingo)	1
9	16322	Halterung für 5/10 Liter Sauerstoff-Flasche (swingo, doppio)	1
10	16324	oberer Haltebügel (Variocar, -Viva, 08/16, swingo, doppio)	1

Toleranzen :		Zuschnitt :	
Maße ohne Tol.-Ang.: ISO 2768-mK, DIN EN ISO 9013-1 DIN ISO 13920-B			
		ZpA:	-
		Biege-R.	
		K-Faktor	
		Datum	07.10.2021
		Name	A. Aichele
Nr.		Aenderungen	
Datum		Name	
Haeberle GmbH + Co. KG Breitwiesenstrasse 13 70565 Stuttgart			

Werkstoff :	Oberflaeche :		
GEWICHT: KG	Dekor: grau decor: grey		
Bezeichnung : <b>swingo 60</b>			
Haeberle-Nr.:	<b>415602</b>	<b>A4</b>	M : 1:20
<b>HAEBERLE</b>			