

CLEARVUETM

VIDEO-LARYNGOSKOP



Das Infinium ClearVue™ VL3R

Video-Laryngoskope mit wiederverwendbaren Spateln

Das Infinium ClearVue™ Video-Laryngoskop verwendet modernste Bildtechnologie und bietet den Vorteil einer 2,0-Megapixel-Vollbildkamera mit hochauflösendem 4-Zoll-Monitor. Das ClearVue™ verfügt über einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku für einen längeren Einsatz. Der HD-Bildschirm bietet eine einzigartige Anti-Beschlag- und Anti-Splitter-Funktion. Das Gesamtdesign ist kompakt und ergonomisch. Eine hochauflösende Sicht auf die Glottis ermöglicht dem Arzt einen erfolgreichen Erstversuch und minimiert das Risiko von Komplikationen während des Intubationsprozesses.

Die Infinium ClearVue™ Video-Laryngoskope sind:

KOMPAKT UND ERGONOMISCH

- Leichtgewicht - Einheit wiegt weniger als 350 g
- Starre Stahlkonstruktion
- Schnelle Montage und Demontage der Klingen
- Quick Shot-Kamerataste für Foto- und Videoaufnahmen
- 8 GB Datenspeicher (ca. 80 Minuten) Gespeichertes Video)
- Optionaler HDMI-Ausgang für Fernanzeige

UMFASSENDES KLINGENANGEBOT

- Macintosh Klingen Größe 1,2,3,4,5 verfügbar
- Macintosh Curved "D" Blades Größe 1,2,3,4,5 verfügbar
- Miller Blades Größe 0,1 verfügbar
- Der ClearVue wird standardmäßig mit Macintosh-Blättern der Größen 2, 3 und 4 geliefert.



DURABLE

- 2 Jahre Garantie
- Verstärkter Bildschirm mit Anti-Splitter-Schutz
- Leichter, wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku mit langer Lebensdauer

HOCHAUFLÖSEND

- 4-Zoll-HD-Display
- Anti-Beschlag-Linse
- 2,0-Megapixel-Kamera mit Video

Wiederverwendbare Klingenbefestigungsoptionen



Der ClearVue™ VL3R wird standardmäßig mit wiederverwendbaren Mac-Klingen der Größen 2, 3 und 4 geliefert.



Optional erhältlich

Klingengrößen sind: Fräser 0



Miller



1Mac



1 und Mac 5.



Optionale gebogene Mac "D" Klingen
Größe 1,2,3,4,5

CLEARVUE® TECHNISCHE DATEN:

ANZEIGE

Größe 4 "Vollansicht
LCD-Monitor; kratzfester und
entspiegelter
Bildschirm
Auflösungsverhältnis 640*480 RGB
Seitenverhältnis 4:3
Video-Refresh-Rate 30FPS
LED-Beleuchtung

INKLUSIVE LARYNGOSKOP- SPATELKAMERA

Auflösungsverhältnis 2.0M Pixels
Feldwinkel 66°
Beleuchtungsstärke
≥800LUX

BATTERIE

Typ Wiederaufladbare
Lithium-Batterie

Lange Betriebszeit ≥120Minuten
Spannung 3,7V
Kapazität 3200mAh
Aufladezeiten Mehr als 300 Mal

Aufladezeit 4 Stunden

NETZADAPTER

Ladeanschluss Micro USB
Eingang 100-250V,
50/60Hz
Ausgang 5V/ 2A

TRANSPORT/LAGERUNG

Temperatur -10 ~ + 45

ZUSTAND

Luftfeuchtigkeit ≤93
AP 500hPa bis 1060hPa

ARBEITSBEDINGUNG

Temperatur 5 ~ + 40
Luftfeuchtigkeit 30 ~85
AP 700hPa bis 1060hpa

EINZIGARTIGE ANTI-BESCHLAG-FUNKTION

Automatische Anti-Beschlag-Funktion beim Einschalten

GEWICHT

321 g (Einwegsystem); 376 g (wiederverwendbares System)
- leicht, tragbar, komfortabel

FOTO-/VIDEOFUNKTION

Bildaufnahme mit einem Klick 4G interne
Speicherkarte für Videos und Bilder USB-
Anschlusskabel zum Hochladen von Bildern
und Videos

HÄNDE

ABS-Material - Bequemer, ergonomischer,
kurzer Griff

CLEARVUE BESTELLINFORMATIONEN & TEILENUMMERN

000.300.0000	Laryngoskop-Kit mit einem Satz von 3 wiederverwendbaren Klingen (VL3R)	261.300.0004	Laryngoskop Mehrwegspatel Nr.4
000.300.0002	Laryngoskop-Kit mit einem Satz von 3 wiederverwendbaren Klingen und HDMI-Kabel (VL3RH)	261.300.0005	Laryngoskop Mehrwegspatel Nr.5
000.300.0003	Laryngoskop-Kit mit einem Satz Einweg- Laryngoskope Klingen (neue Version)	261.300.0006	HDMI-zu-microUSB-Kabelsatz (mit Adapter) für Laryngoskop
000.300.0004	ClearVue III, 8-Zoll-Display Laryngoskop-Kit mit ein Satz Einwegklingen	261.300.0007	ClearVue Wiederverwendbare Klinge für schwierige Atemwege
000.300.0005	ClearVue Wiederverwendbarer Handgriff (nur Handgriff, ohne Klingen)	261.300.0008	ClearVue Wiederverwendbare Klinge MILLER Größe 0
000.300.0006	Laryngoskop 4in Display-Kit mit einem Satz von 3 wiederverwendbare Klingen	261.300.0009	ClearVue Wiederverwendbare Klinge MILLER Größe 00
000.300.0007	Laryngoskop 4in Display-Kit mit einem Satz von 3 wiederverwendbare Klingen und HDMI-Kabel	261.300.0010	ClearVue Wiederverwendbare Klinge MILLER Größe 1
000.300.0008	Laryngoskop 4in Display-Kit mit einer Reihe von Einwegklingen (neue Version)	261.300.0011	Wiederverwendbare D-Klinge (60) Mac 1
		261.300.0012	Wiederverwendbare D-Klinge (60) Mac 2
261.300.0001	Laryngoskop Mehrwegspatel Nr.1	261.300.0013	Wiederverwendbare D-Klinge (60) Mac 3
261.300.0002	Laryngoskop Mehrwegspatel Nr.2	261.300.0014	Wiederverwendbare D-Klinge (60) Mac 4
261.300.0003	Laryngoskop Mehrwegspatel Nr.3	261.300.0015	Wiederverwendbare D-Klinge (60) Mac 5



12151 62nd St N #5 - Largo FL 33773 - USA Telefon:

(1) 727-531-8434 - Fax: (1) 727-531-8436

Web: www.infiniummedical.com - E-Mail: sales@infiniummedical.com

043.300.0002 Rev. 1